

Koloidno srebro (srebrna voda)

Srebrov koloid sestavljajo nanodelci srebra, prosto plavajoči v prečiščeni vodi. Srebrovi ioni (Ag+) so bioaktivni in v zadostni koncentraciji pobijajo bakterije, saj inhibirajo nastanek encimov, ki bakterijam omogočajo celično dihanje, torej jih zadušijo. Ker je delovanje zelo hitro (cca 6 min *in vitro*), bakterije niso sposobne razviti rezistence, tako kot pri antibiotikih.

Koloidno srebro uporabljamo preventivno ali kurativno pri različnih boleznih, poškodbah, opeklinah, urezninah, pri okrevanju po operacijah,... Koloidno srebrno je priporočljivo uporabljati tudi v primeru oslabiljenega imunskega sistema.

NAVODILA ZA UPORABO

Pri aplikaciji koloidnega srebra uporabljajte steklen ali plastičen pribor, NIKAKOR kovinskega!

LOKALNA UPORABA

Večkrat na dan pokaplajte, popršite, pokrijte prizadeto mesto z gazo, prepojeno s srebrovom koloidom (rano, opekline, mesto glivične okužbe,...).

ORALNA UPORABA

Koloidno srebro zadržimo cca. 3 min v ustih (pod jezikom), nato ga pogoltnemo. Srebro tako že v ustih, preko kapilar pod jezikom, lahko preide v krvni obtok.

V primeru obolenja prebavil, koloidno srebro pogoltnemo takoj, brez zadrževanja v ustih.

DOZIRANJE

- 3 do 6 let: 1 plastično malo žličko dnevno
- 6 do 12 let: 1 plastično malo žličko 2x dnevno
- Od 12 let naprej: 1 plastično malo žličko 3x dnevno

Preventiva (odrasli): dnevno 1 plastično malo žličko (3x letno po 14 dni zapored).

Infekcije (bakterije, glivice): 1 mala plastična žlička na cca. 3 ure do izboljšanja stanja.

Sinus, oči, ušesa: kapljice nanašamo večkrat dnevno do izboljšanja (2-3 kapljice v nosnico/uho/oko). Ob aplikaciji kapljic v oči mižite vsaj 5 min.

Prehlad, gripa, boleče grlo: 1 veliko plastično žlico grgrati na cca. vsaki 2 uri, nato pogoltniti (do izboljšanja stanja).

Bolezni kože: Koloidno srebro nanašajte neposredno na odprte rane, pike insektov, opekline, poškodbe, saj tako preprečite površinsko okužbo. Na ranah koloidno srebro ne peče!

Akne: obraz najprej temeljito očistite, nato vsaj 3x dnevno potapkajte kožo z vato, pomočeno v koloidno srebro.

Ekcemi in izpuščaji: z vato večkrat dnevno vtrite koloidno srebro na prizadeto mesto. Prizadeto mesto lahko pokrijete z vato, namočeno v koloidno srebro in jo pustite na koži dlje časa.

Bradavice: bradavico prelepite z gazo, prepojeno s koloidnim srebrom. Ponavljajte, dokler bradavica ne izgine.

Ureznine in odrgnine: gazo, prepojeno s koloidnim srebrom položite neposredno na rano. Koloidno srebro lahko uporabljate v kombinaciji z drugimi sredstvi (mazila, razpršila in podobno).

Želodčne in črevesne težave: 3x dnevno po eno malo plastično žličko koloidnega srebra. V primeru hudih akutnih težav lahko 15ml koloidnega srebra razredčite z 2 dl prekuhane vode in nato zaužijete – do 3x dnevno)

Težave z dlesnimi in zobmi: žvrkljajte koloidno srebro v ustih do 5min nato izpljunite (ponavljajte vsaj 3x dnevno pri akutnih težavah).

Dezinfekcija vode: v 1l vode dodajte 1 malo žličko koloidnega srebra, premešajte in počakajte 10min.

UPORABA PRI ŽIVALIH

Koloidno srebro lahko uporabljate pri vseh vrstah živali. Pri psih in mačkah je najlažja aplikacija s pomočjo injekcijske brizge (BREZ IGLE!), direktno v gobček, saj tako lahko kontroliramo količino, ki jo žival zaužije.

Koloidno srebro uporabljamo pri:

- bakterijskih okužbah,
- glivičnih okužbah,
- vnetjih ušes in oči,
- parvovirozi,
- prebavnih motenj (driska, bruhanje),
- vnetju plavalnega mehurja pri akvarijskih ribah (plavanje na hrbtu),
- pri ranah in opeklinah,
- po operacijah, ...

Doziranje pri živalih:

Zdravi psi in mačke (preventiva):

Majhni psi / mačke: 10 ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece

Srednji psi: 15 ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece

Veliki psi: 15ml/dan 14dni zapored vsake 4 mesece

Akutna stanja (okužbe z bakterijami, virusi, glivicami):

Majhni psi/mačke: 10ml 2x dnevno do izboljšanja

Srednji psi: 15ml 2x dnevno do izboljšanja

Veliki psi: 20ml 2x dnevno do izboljšanja

Akvarijske ribe z različnimi okužbami: obolelim ribam pripravimo kopel s 30ml koloidnega srebra na 1 l vode, pustimo ribe v kopeli vsaj 1 dan oz. do izboljšanja stanja. Pazimo na prezračevanje kopeli! (dodamo zračno črpalko)

Ptice/dvoživke/plazilci: Koloidno srebro damo v vodo (2 ml v 50 ml vode).

DRUGI MOŽNI NAČINI UPORABE

- Popršite po ščetinah zobne ščetke, da jo dezinficirate.
- S koloidnim srebrom obrišite površine v kuhinji (preprečuje razvoj *Escherichie coli*).
- S koloidnim srebrom popršite notranjost čevljev, nogavice in med prsti na nogah, da preprečite razvoj glivic.
- S koloidnim srebrom lahko razkužite zobne proteze in aparate.
- Koloidno srebro dodajte v inhalator, ko ste prehlajeni in ga vdihujte.
- S koloidnim srebrom lahko razkužujete hladilnike in zamrzovalnike.
- S koloidnim srebrom popršite plenice, ter tako preprečite razvoj pleničnega izpuščaja.

SHRANJEVANJE

Koloidno srebro shranjujte v dobro zaprti originalni embalaži, na suhem, pri sobni temperaturi, stran od dosega otrok. Shranjujte ga stran od električnih naprav oz. virov elektromagnetnega sevanja. Ne shranjujte ga v hladilnikih ali zamrzovalnikih!

Koloidno srebro je shranjeno v steklenički, oviti v folijo. Folije ne odstranjujte, saj ščiti koloidno srebro pred svetlobo in elektromagnetnim sevanjem.

KONTRAINDIKACIJE

Koloidnega srebra ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi (alergični) na srebro.

Prekomerno uživanje srebra lahko povzroči argirijo oz. zastrupitev s srebrom, zato se držite predpisanih odmerkov!

OPOZORILA

Koloidno srebro ni zdravilo.

Koloidno srebro ne povzroča odvisnosti.

Koloidno srebro ne more nadomestiti farmacevtskih sredstev, ki jih predpiše zdravnik, lahko je le dodatek k predpisani terapiji.